

KOROYNAOCJA

Medyczna Strona Technologii

BIOPHYSIO

Profesjonalny elektrostymulator do fizjoterapii. Emituje wszystkie rodzaje fal elektroterapii do zastosowań przeciwbólowych i przeciwzapalnych, odzyskiwania sprawności po kontuzji oraz naderwanych mięśni, uroginekologiczną terapią. Oprogramowanie obejmuje 135 wstępnie skonfigurowanych programów; działa za pomocą środków mocy.



Programy / Aplikacje

Ból szyjki macicy
Zapalenie okołostawowe
Lumbago (postrzał)
Zapalenie nadkłykcia
Zespół cieśni nadgarstka
Ból kolana
Naciągnięcie
Ściągna
Ostre bóle
Przewlekłe bóle
Działanie przeciwzapalne i dekontrakcyjne

Efekt troficzny dla urazów z obrzękami
Rozgrzewanie mięśni
Regeneracja po zmęczeniu
Regeneracja po zmęczeniu mięśni
Rehabilitacja funkcjonalna po urazie
Tonowanie
Przeciwbólowe aplikacje uroginekologiczne
Zastosowanie przy nadmiernej potliwości
Rozszerzenie naczyń krwionośnych
Stymulacja odnerwionych mięśni

Dane techniczne:

Generator prądu stałego

tak, 1

Zasilacz

Zasilanie 230V 50 / 60Hz

Rodzaje prądów

diadynamiczne, interferencyjne dwubiegunowe, prostokątne dwufazowe Kotz, jonoforezy, faradajowską, prostokątne jednofazowe, trójkątne, wykładnicze, uro

Ilość kanałów wyjściowych

2 niezależne

Ilość programów

135 podstawowych. 30 darmowych

Natężenie prądu (mA)

0-120

Częstotliwość (Hz)

1-160

Czas trwania impulsu

50μ - 1s

Wymiary i waga

22x17x17cm, 1,2 kg tylko urządzenie
2 kg z akcesoriami

Podstawowe wyposażenie

2 elektrody gąbka 60 x 80 mm
2 elektrody gąbka 80x120 mm
2 gumki mocujące
4 wstępnie żelowane Elektrody 50x50
kabel zasilający
instrukcja obsługi
walizka